

Столик инструментальный Артинокс АТ-В23

ФСЗ 2010/06386

инструментальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 950-1250 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да

Габариты

Ширина	600 мм
Глубина	400 мм
Высота	950-1250 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В23, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Столешница:** нержавеющая сталь, отбортовка, угол поворота рабочей поверхности – 180° регулировка высоты в диапазоне 950-1250 мм с фиксацией винтовым зажимом.
- Колеса:** 4 колеса Ø50 мм с тормозом из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 600×400×950-1250 мм.