

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-01

ФСЗ 2012/11706

инструментальный / для стоматолога, материал металл, с бортом, на колесах, высота 885 мм, масса 10 кг

Ратон ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для стоматолога
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	570 мм
Ширина	460 мм
Высота	885 мм
Вес	10 кг

Дополнительные характеристики

Предназначены для размещения на них инструмента, материалов и медикаментов в кабинетах врачей, операционных и перевязочных в клиниках и поликлиниках, на постах медицинских сестер в отделениях больниц и других медицинских учреждений. Полимерное покрытие стоек и рам, наносимое методом порошкового напыления с последующей термообработкой, отличается повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и дезинфицирующим средствам. Поставляются как в собранном, так и в разобранном виде в индивидуальной упаковке.