

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-06

ФСЗ 2012/11706

инструментальный, материал металл, на колесах,
высота 875 мм, масса 17 кг

Ратон ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	640 мм
Ширина	450 мм
Высота	875 мм
Вес	17 кг

Дополнительные характеристики

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса. Укомплектован одним выдвижным ящиком, верхним съёмным поддоном и 2-мя съёмными полками из нержавеющей стали, расположенных ниже ящика. Установлен на 4 самоориентирующиеся колесные опоры с антистатической шиной диаметром 50 мм две из которых - с тормозным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям, выдерживает многократную дезинфекцию.