

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-08

ФСЗ 2012/11706

инструментальный, материал металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 875 мм, масса 10 кг

Ратон ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сборная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	640 мм
Ширина	450 мм
Высота	875 мм
Вес	10 кг

Дополнительные характеристики

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и 2-х съёмных полок, одна из которых изготовлена из нержавеющей стали, вторая – из стекла. Расстояние между полками 400 мм. Установлен на 4 самоориентирующиеся колесные опоры с антистатической шиной диаметром 50 мм две из которых - с тормозным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям, выдерживает многократную дезинфекцию.