

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-11

ФСЗ 2012/11706

инструментальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 875 мм, масса 10 кг

Ратон ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	640 мм
Ширина	450 мм
Высота	875 мм
Вес	10 кг

Дополнительные характеристики

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, полностью выполненную из нержавеющей стали в виде каркаса и 2-х съёмных полок. Расстояние между полками 400мм. Установлен на 4 самоориентирующиеся колесные опоры с антистатической шиной диаметром 50мм две из которых - с тормозным механизмом. Нержавеющая сталь, из которой изготовлен столик, устойчива к механическим и химическим воздействиям, выдерживает многократную дезинфекцию.