

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-12

ФСЗ 2012/11706

инструментальный, материал металл, на колесах,
высота 880 мм, масса 27 кг

Ратон ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	640 мм
Ширина	450 мм
Высота	880 мм
Вес	27 кг

Дополнительные характеристики

Столик представляет собой сварную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, одной полки из нержавеющей стали и 4-х выдвижных ящиков. Установлен на 4 самоориентирующиеся колесные опоры с антистатической шиной диаметром 50 мм две из которых - с тормозным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям, выдерживает многократную дезинфекцию.