

Столик инструментальный Медин СИ-50

ФСЗ 2011/11338

инструментальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 960-1370 мм, масса 13 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Назначение                       | инструментальный  |
| Материал                         | металл            |
| Характеристика материала каркаса | нержавеющая сталь |
| Столешница                       | нержавеющая сталь |
| Конструкция                      | сварная           |
| Борт                             | Да                |
| Колеса                           | Да                |

Габариты

|        |             |
|--------|-------------|
| Длина  | 700 мм      |
| Ширина | 500 мм      |
| Высота | 960-1370 мм |
| Вес    | 13 кг       |

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 502.002. Столик медицинский инструментальный СИ-50 типа «Гусь» предназначен для размещения инструментария, приспособлений и медикаментов над поверхностью операционного стола при проведении хирургических операций. Рабочая поверхность имеет отбортовку с четырех сторон. Регулировка высоты и положения рабочей поверхности столика производится вручную с фиксацией при помощи винтовых зажимов. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.