

Столик инструментальный Медин СИ-51

ФСЗ 2011/11338

инструментальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 800-1250 мм, масса 24 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да

Габариты

Длина	700 мм
Ширина	500 мм
Высота	800-1250 мм
Вес	24 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 502.004. Столик медицинский инструментальный СИ-51 типа «Гусь» предназначен для размещения инструментария, приспособлений и медикаментов над поверхностью операционного стола при проведении хирургических операций. Регулировка высоты столика производится гидравлическим домкратом при помощи ножной педали. Рабочая поверхность имеет отбортовку с четырех сторон. Поворот рабочей поверхности производится вручную с фиксацией винтовым зажимом. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.