

Столик инструментальный Медин СИ-60-2

ФСЗ 2011/11338

инструментальный, материал металл, на колесах,
высота 850 мм, масса 22 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	1200 мм
Ширина	675 мм
Высота	850 мм
Вес	22 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 502.005. Стол медицинский инструментальный СИ-60-2 предназначен для размещения инструментария, медикаментов и других принадлежностей используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций. Стол с матовыми поверхностями сборно-разборный для удобства транспортировки. Столешница с отбортовкой размером 1094х644 мм. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.