

Столик инструментальный Медин СИ-60

ФСЗ 2011/11338

инструментальный, материал металл, с бортом,
высота 850 мм, масса 16 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Борт	Да

Габариты

Длина	1100 мм
Ширина	650 мм
Высота	850 мм
Вес	16 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 502.015. Стол медицинский инструментальный СИ-60 предназначен для размещения инструментария, медикаментов и других принадлежностей используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций. Стол с матовыми поверхностями сборно-разборный для удобства транспортировки. Столешница с отбортовкой размером 1094×644 мм. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.