

Столик медицинский Медин СМ-К-02

РЗН 2015/3316

инструментальный / для медикаментов, материал металл, на колесах, высота 805 мм, масса 15 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	740 мм
Ширина	460 мм
Высота	805 мм
Вес	15 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 503.002. Столик медицинский СМ-К-02 предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений. Номинальная нагрузка на верхнюю полку 10 кг, на нижнюю полку 10 кг, на ящик 5 кг, на столик 20 кг. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.