

Столик медицинский Медин СМ-К-08

РЗН 2015/3316

инструментальный / для медикаментов, материал металл, на колесах, высота 905 мм, масса 38 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	1040 мм
Ширина	700 мм
Высота	905 мм
Вес	38 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 503.212. Столик медицинский СМ-К-08 предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений. Номинальная нагрузка на верхнюю полку 5 кг, на среднюю полку 15 кг, на нижнюю полку 15 кг, на ящик 5 кг, на столик 45 кг. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.