

Столик медицинский Медин СМ-К-13

РЗН 2015/3316

инструментальный / для медикаментов, материал металл, на колесах, высота 905 мм, масса 18.5 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	углеродистая сталь / эпоксиполиэфирная порошковая краска
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	740 мм
Ширина	460 мм
Высота	905 мм
Вес	18.5 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 503.014. Столик медицинский СМ-К-13 предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений. Номинальная нагрузка на верхнюю полку 10 кг, на среднюю полку 10 кг, на нижнюю полку 10 кг, на столик 30 кг. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.