

Столик медицинский Медин СМ-К-14

РЗН 2015/3316

инструментальный / для медикаментов, материал металл, на колесах, высота 905 мм, масса 28 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	углеродистая сталь / эпоксиполиэфирная порошковая краска
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	740 мм
Ширина	460 мм
Высота	905 мм
Вес	28 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 503.013. Столик медицинский СМ-К-14 предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений. Номинальная нагрузка на верхнюю полку 10 кг, на среднюю полку 10 кг, на нижнюю полку 10 кг, на ящик 5 кг, на столик 30 кг. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.