

Столик медицинский Медин СМ-К-17

РЗН 2015/3316

инструментальный / для медикаментов, материал металл, на колесах, высота 905 мм, масса 28 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Назначение                       | инструментальный / для медикаментов                      |
| Материал                         | металл                                                   |
| Характеристика материала каркаса | углеродистая сталь / эпоксиполиэфирная порошковая краска |
| Конструкция                      | сварная                                                  |
| Колеса                           | Да                                                       |
| Полка                            | Да                                                       |

Габариты

|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 1040 мм |
| Ширина | 700 мм  |
| Высота | 905 мм  |
| Вес    | 28 кг   |

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 503.214. Столик медицинский СМ-К-17 предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений. Номинальная нагрузка на верхнюю полку 5 кг, на среднюю полку 15 кг, на нижнюю полку 15 кг, на столик 45 кг. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.