

Столик медицинский Медин СМ-К-18

РЗН 2015/3316

инструментальный / для медикаментов, материал металл, на колесах, высота 905 мм, масса 38 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	углеродистая сталь / эпоксиполиэфирная порошковая краска
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	1040 мм
Ширина	700 мм
Высота	905 мм
Вес	38 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 503.213. Столик медицинский СМ-К-18 предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений. Номинальная нагрузка на верхнюю полку 5 кг, на среднюю полку 15 кг, на нижнюю полку 15 кг, на ящик 5 кг, на столик 45 кг. Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.