

Столик инструментальный Артинокс AR-30.1

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов, материал
металл / стекло, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-30.1, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: металл в полимере.
- Полки: 2 (верхняя - со стеклом) шт.
- Колеса: 4 колеса, Ø50 мм (2 - с тормозом).
- Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×800 мм.