

Столик инструментальный Артинокс AR-31.2

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов, материал металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Назначение                       | инструментальный / для медикаментов |
| Материал                         | металл / стекло                     |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие                 |
| Столешница                       | нержавеющая сталь / стекло          |
| Конструкция                      | сварная                             |
| Борт                             | Да                                  |
| Колеса                           | Да                                  |
| Ящик выдвижной                   | Да                                  |

Габариты

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 500 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 800 мм |

Дополнительные характеристики

Столик AR-31.2, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: металл в полимере.
- Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом.
- Ящики: 1 шт.
- Колеса: 4 колеса Ø50 мм (2 - с тормозом).
- Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×800 мм.