

Столик инструментальный Артинокс AR-31.3

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов, материал металл, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-31.3, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: металл в полимере.
- Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом.
- Ящики: 1 шт., 5-ти лучевое хромированное основание.
- Колеса: 5 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).
- Габаритные размеры (Ш×Г×В мм): 500×500×800 мм.