

Столик инструментальный Артинокс AR-34.1М

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов, материал металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Ниша	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик **AR-34.1М**, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** металл в полимере.
- Полки:** 1 (боковая откидная).
- Ящики:** 4 шт., ниша для инструментов с крышкой.
- Колеса:** 4 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×800 мм.