

Столик инструментальный Артинокс AR-35.3

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов, материал
металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-35.3, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** Металл в полимере.
- Рабочая поверхность** с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом.
- Ящики:** 5 шт., 5-ти лучевое хромированное основание.
- Колеса:** 5 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).
- Габаритные размеры** (Ш×Г×В): 500×500×800 мм.