

Столик инструментальный Артинокс АТ-В32.3

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов, материал металл, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В32.3, Артинокс, Беларусь

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Столешница:** нержавеющая сталь без бортиков.
- Ящики:** 2 шт., выдвижных.
- Колеса:** 4 шт. Ø50 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 500×500×800 мм.