

Столик анестезиолога Артинокс АТ-В42

ФСЗ 2010/06374

для анестезиолога, материал металл, с бортом, на колесах, высота 900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для анестезиолога
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Ширина	900 мм
Глубина	510 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Столик передвижной анестезиолога АТ-В42, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Столешница:** нержавеющая сталь с бортиком по задней стенке 20 мм.
- Ящики:** 2 выдвижных ящика.
- Колеса:** 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 900×510×900 мм.