

Столик анестезиолога Артинокс АТ-В44

ФСЗ 2010/06374

для анестезиолога, материал металл, с бортом, на колесах, высота 900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для анестезиолога
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Ширина	900 мм
Глубина	510 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Столик передвижной анестезиолога АТ-В44, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Столешница:** нержавеющая сталь с бортиком по задней стенке 20 мм.
- Ящики:** 5 шт., выдвижных.
- Колеса:** 4 шт. Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Полка для записей** выдвижная.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 900×510×900 мм.