

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный
СТМППМ-01 «ЕЛАТ»

ФСР 2008/02298

тип открытый, материал металл / пластик, конструкция
сварная, с ограждением, на колесах, с полками, с
ящиками, нагрузка на полку 15 кг, 525×495×965 мм

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл / пластик
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Ящики	Да
Допустимая нагрузка на уровень	15 кг

Габариты

Размер	525×495×965 мм
Длина	525 мм
Ширина	495 мм
Высота	965 мм

Дополнительные характеристики

В верхней части столика расположена рама, предназначенная для установки ёмкости-контейнера полимерного для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Ниже расположены две полки. Для удобства использования на нижней полке предусмотрено ограждение. Столик-тележка установлен на четырёх поворотных колесах.

Дезинфекция: поверхности столика устойчивы к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Гарантийные обязательства

Средний срок службы не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.