

Столик врача передвижной СТРУМ С2 кат. № 350 006

РЗН 2017/5288

универсальный, материал металл, с бортом, с замком,
на колесах, высота 835 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Замок	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Ширина	450 мм
Глубина	450 мм
Высота	835 мм

Дополнительные характеристики

Столик с 2-мя выдвижными ящиками. Внутренние размеры ящиков (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Шариковые направляющие полного выдвижения.