

Столик врача передвижной СТРУМ С2 кат. № 350 000

РЗН 2017/5288

универсальный, материал металл, с бортом, с замком,  
на колесах, высота 835 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Назначение                       | универсальный              |
| Материал                         | металл                     |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие        |
| Столешница                       | нержавеющая сталь / стекло |
| Конструкция                      | сварная                    |
| Борт                             | Да                         |
| Замок                            | Да                         |
| Колеса                           | Да                         |
| Ящик выдвижной                   | Да                         |

Габариты

|         |        |
|---------|--------|
| Ширина  | 450 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота  | 835 мм |

Дополнительные характеристики

Столик с 2-мя выдвижными ящиками. Внутренние размеры ящиков (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Шариковые направляющие полного выдвижения.