

Столик врача передвижной СТРУМ СЗП кат. № 350 010

РЗН 2017/5288

универсальный, материал металл, с бортом, с замком,
на колесах, высота 835 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Замок	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Ширина	450 мм
Глубина	450 мм
Высота	835 мм

Дополнительные характеристики

Столик с 3-мя выдвижными ящиками и полкой со съемным поддоном из нержавеющей стали. Внутренние размеры двух верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 37 мм; внутренние размеры нижнего ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм;

высота - 79 мм. Шариковые направляющие полного выдвижения. Межполочное расстояние 215 мм.