

Столик врача передвижной СТРУМ С4 кат. № 350 003

РЗН 2017/5288

универсальный, материал металл, с бортом, с замком,
на колесах, высота 835 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Замок	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Ширина	500 мм
Глубина	500 мм
Высота	835 мм

Дополнительные характеристики

Столик с 4-мя выдвижными ящиками. Внутренние размеры двух верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 399 мм; глубина - 395 мм; высота - 37 мм. Внутренние размеры двух нижних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 399 мм; глубина - 395 мм; высота - 79 мм. Шариковые направляющие полного выдвижения.