

Столик стоматолога Белмедматериалы СВЗ

РЗН 2016/5088

для стоматолога, материал металл / стекло, с бортом,
на колесах, высота 795 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для стоматолога
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	круглая труба / тонколистовая сталь
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	510 мм
Высота	795 мм

Дополнительные характеристики

Столик врача стоматолога изготовлен из круглой трубы, тонколистовой стали, верхняя полка – стеклянная. Колеса диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Ящики на роликовых направляющих. Допускаемая нагрузка на полку – 5 кг. Допускаемая нагрузка на ящик – 5 кг. Возможно изготовление ящиков на шариковых направляющих.