

Стоматологическая установка Anthos A5

РЗН 2021/16157

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, галогенный /
светодиодный светильник, грузоподъемность 190 кг

Cefla s.c., Италия



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	галогенный / светодиодный
Максимальная грузоподъемность	190 кг
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Дезинфекция шлангов	Да
Установка дополнительного инструмента	Да
Аварийная остановка движения кресла	Да
Память положения кресла	Да
Подлокотники	Да

Описание

Стоматологическая установка Anthos A5 – это эргономичная, гибкая и надежная установка, которую можно индивидуально адаптировать для выполнения различных клинических задач.

Базовая комплектация

Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов

- Варианты исполнения: верхняя подача (континентальная версия), нижняя подача (международная версия), подкатной модуль Cart.



- Пантографическое плечо с механической фиксацией блока врача в рабочем положении.
- Съёмные автоклавируемые силиконовые накладки под инструменты.
- Съёмный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов).
- Модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest.
- Модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о.
- 3-х функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали.
- Система анти-всасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов водой каждого инструмента.
- Система инициализации выбранного инструмента.
- Блокировка всех функций установки при работающем инструменте.
- Шланги с быстросъемными разъемами к блоку врача.
- Панель управления основными функциями установки с LCD-дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
- Электромотор (свет+вода)
- Скейлер
- Опции: функция эндодонтии; апекслокатор; физиодиспансер.

Гидроблок с креплением к креслу пациента

- Съёмная керамическая поворотная плевательница со съёмными элементами подачи воды в стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°).
- Система автономной подачи воды/дезинфицирующего раствора для автоматической промывки шлангов наконечников в комплекте с одной емкостью 1.7 л (для дистиллированной воды).
- Подготовка под влажную аспирацию с одним фильтром и шлангами слюноотсоса, пылесоса.

Блок ассистента на 4 инструмента в комплекте с пылесосом и слюноотсосом

- 2 места для установки дополнительных инструментов: пистолет вода/воздух, полимеризационная лампа или и/о камера C-U2.
- Панель управления оснащена кнопками:
 - подачи воды в стакан;
 - омыва плевательницы;
 - автоматического возврата кресла в положение для полоскания;
 - возврата кресла в «нулевое» положение;
 - управления движениями кресла.

Кресло пациента электромеханическое

- Возможность комплектации кресла с узкой или широкой спинкой.
- Минимальная и максимальная высота подъема от 40 до 81 см.
- Оснащено левым подлокотником.
- Синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием.
- Функция остановки аспирации.
- Подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией.
- Комплект обивки.

- Грузоподъемность до 190 кг.
- Джойстик управления движениями кресла.

Педаль управления «STANDART» оснащена функциями:

- управления инструментами и плавной регулировкой скорости вращения;
- продувки и промывки шлангов водой;
- возврата кресла в положение полоскания, возврата кресла в «нулевую» позицию;
- автореверса микромотора, смены режима работы микромотора.

Светильник с креплением на установку

VENUS PLUS Операционный светильник с защитным экраном, съемными ручками для удобной дезинфекции и регулировкой яркости света.

- Цветовая температура: 4 900 K.
- Интенсивность освещения: от 8 000 до 35 000 люкс.
- Регулировка положения светильника в 3-х плоскостях.
- Встроенная система охлаждения.

VENUS PLUS – L LED Светодиодный операционный светильник с двойным отражателем сочетает в себе эргономику и практичность и обеспечивает сбалансированное равномерное освещение рабочей зоны. Светильник потребляет до 10 раз меньше электроэнергии, чем традиционный, и имеет гарантированный срок службы более 50 000 часов.

- Цветовая температура: 5 000 K.
- Интенсивность освещения: от 3 000 до 50 000 люкс.
- Потребляемая мощность: 10 Вт.
- Минимальный ресурс светодиодов: 50 000 часов.
- Регулировка положения светильника в 3-х плоскостях.
- Включение/выключение с помощью инфракрасного сенсора.

VENUS Операционный светильник с возможностью позиционирования в 2-х плоскостях.

- Цветовая температура: 4 900 K.
- Интенсивность освещения: до 22 000 люкс.

Внутренние системы дезинфекции

- **W.H.E. Система дезинфекции воды.** Автоматическая система, которая обеспечивает постоянную дезинфекцию системы подачи воды на наконечники и в стакан пациента за счет добавления перекиси водорода, оказывающей антибактериальное действие.
- **S.H.S. Емкости для автономной подачи воды / дезинфицирующего раствора.** В комплекте с установкой поставляются две емкости объемом 1.7 л: одна для дистиллированной воды и вторая для подачи дезинфицирующей жидкости на наконечники.
- **A.C.V.S. Промывка и дезинфекция аспирационной системы.** Автоматическая система обеспечивает быстрый цикл промывки и последующей дезинфекции шлангов аспирационной системы.
- **BIOSTER S Дезинфекция каналов спрея наконечника.** Полуавтоматическая система дезинфекции каналов подачи спрея, во время цикла которой во все каналы наконечника из специальной емкости закачивается дезинфицирующая жидкость.
- **O.D.R. Система антивсасывания для турбинных наконечников.** Система антивсасывания, установленная на всех динамических инструментах установки, предотвращает обратное всасывание, тем самым исключая попадание инфекции в систему подачи воды установки через наконечники и шланги.