

Стоматологические валики Медватфарм

РЗН 2015/2496

упаковка 300 г / 500 г, размер 8×36 мм / 9×37 мм / 10×38 мм, 100 % хлопок, стерильные

МЕДВАТФАРМ СООО, Беларусь



Характеристики

Вес упаковки	300 г / 500 г
Размер	8×36 мм / 9×37 мм / 10×38 мм
Состав	100 % хлопок
Стерильно	Да

Дополнительные характеристики

Стоматологические валики МЕДВАТФАРМ соответствуют всем требованиям ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.»

Для достижения высокой белизны используется экологически чистая технология отбеливания хлопкового волокна пероксидом водорода, без использования хлора.

Стоматологические валики стерилизуются паровым методом, что позволяет сохранять стерильность продукта в течение 5 лет.

Валики предназначены для стоматологических процедур. Они имеют необходимую плотность и гибкость, высокую впитываемость, не содержат химических добавок, удобны в применении и комфортны для пациента.

Отличительные свойства:

- 100 % хлопок;
- ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая»;
- высокая капиллярность и поглощательная способность;
- отсутствие посторонних примесей;
- не вызывают раздражения кожи;
- длинные волокна;
- всегда нейтральная pH-среда;
- отбелено без хлора;
- сохраняет стерильность 5 лет.

Фасовка и упаковка:

Стоматологические валики изготавливаются размером 8х36, 9х37, 10х38 мм в упаковках по 300 г, 500 г.

По согласованию с потребителем валики могут быть изготовлены других размеров и фасовок.