

Стоми́йная пласти́на Greatcare GCD

РЗН 2017/6667

калоприемник, двухкомпонентный, пластина,
телесный, диаметр вырезаемого отверстия 15 - 45 мм,
25 - 57 мм, 32 - 70 мм, адгезив

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	пластина
Цвет	телесный
Диаметр вырезаемого отверстия, мм	15 - 45 мм, 25 - 57 мм, 32 - 70 мм
Адгезив	Да

Дополнительные характеристики

Стоми́йная пласти́на Greatcare Medical GCD - адгезивная пластина для двухкомпонентного калоприемника.

Модификации:

GCD 30912: пластина 32-70 мм;

GCD 30913: пластина 15-45 мм;

GCD 30914: пластина 25-57 мм.

Основные характеристики:

- адгезив;
- пластина двухслойная, изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов с противовоспалительным эффектом;
- диаметр трафарета (маркировочной разметки): 32-70 мм, 15-45 мм, 25-57 мм.