

Стомный мешок Greatcare GCD

РЗН 2017/6667

калоприемник, двухкомпонентный, мешок,
дренируемый, взрослый, прозрачный, вместимость
200 мл, фильтр, зажим

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	взрослый
Цвет	прозрачный
Вместимость	200 мл
Фильтр	Да
Зажим	Да

Дополнительные характеристики

Стомный мешок Greatcare Medical GCD - емкость из запохонепроницаемого поливинилхлорида для использования в комплекте с пластиной стомийной Greatcare с соответствующим диаметром фланцевого соединения.

Модификации:

- стомный мешок **GCD30915**: диаметр фланца - 45 мм, объем - 200 мл;
- стомный мешок **GCD30916**: диаметр фланца - 57 мм, объем - 200 мл;
- стомный мешок **GCD30919**: диаметр фланца - 70 мм, объем - 250 мл;

Основные характеристики:

- дренируемый для двухкомпонентного калоприемника;
- диаметр фланца: 45 мм / 57 мм / 70 мм;
- вместимость мешка - 200 мл / 250 мл;
- 3-х слойный, герметичный, обеспечивает надежную изоляцию от кишечных запахов;
- одна из сторон мешка имеет слой из нетканого материала;
- открытый, с клипсой;
- с/без фильтра.