

Стойка для аппаратуры Медин СА-5

РЗН 2015/3533

для диагностического оборудования, материал
металл / пластик, на колесах, с полкой, с розетками,
размер 700×550×1180 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для диагностического оборудования
Материал	металл / пластик
Характеристика материала	конструкционная сталь / алюминиевый профиль окрашенный полимерной краской / текстурированный ABS пластик
Конструкция каркаса	сборная
На колесах	Да
Полка	Да
Розетка	Да
Размер	700×550×1180 мм
Вес	41 кг

Дополнительные характеристики

Предназначена для размещения диагностического оборудования, приборов, инструментов и другого медицинского инвентаря в медицинских учреждениях. Модель с тремя регулируемыми по высоте полками. В стандартный комплект поставки входят: сетевой фильтр с 6 евророзетками, центральным выключателем и шнуром 5 м, а также кабель защитного заземления. Модель с двумя регулируемыми по высоте полками. Дополнительные опции для стойки СА-5: выдвижной ящик с замком (внутренние размеры (Ш×Г×В): 440×330×91 мм), выдвижной ящик с замком (внутренние размеры (Ш×Г×В): 440×330×225 мм), держатель эндоскопа (диапазон регулировки 0-800 мм), держатель монитора (диапазон регулировки 0-300 мм), стойка инфузионная (диапазон регулировки: 0-800 мм, имеет 4 крючка для инфузионных растворов). Каталожный №: 509.304.