

Стойка для аппаратуры Медин СА-6

РЗН 2015/3533

для диагностического оборудования, материал металл / пластик, на колесах, с полкой, размер 650×620×910 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для диагностического оборудования
Материал	металл / пластик
Характеристика материала	конструкционная сталь / алюминиевый профиль окрашенный полимерной краской / текстурированный ABS пластик
Конструкция каркаса	сборная
На колесах	Да
Полка	Да
Размер	650×620×910 мм
Вес	32 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №:509.305. Предназначена для размещения диагностического оборудования, приборов, инструментов и другого медицинского инвентаря в медицинских учреждениях. Каркас с одним несущим профилем. Имеет две регулируемые по высоте полки. В стандартный комплект поставки входит контейнер для отходов. Допустимая нагрузка на одну полку 5 кг, на основание 20 кг, на стойку 30 кг.