

Стойка для аппаратуры Медин СА-7

РЗН 2015/3533

для диагностического оборудования, материал металл / пластик, на колесах, с полкой, размер 650×620×1230 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для диагностического оборудования
Материал	металл / пластик
Характеристика материала	конструкционная сталь / алюминиевый профиль окрашенный полимерной краской / текстурированный ABS пластик
Конструкция каркаса	сборная
На колесах	Да
Полка	Да
Размер	650×620×1230 мм
Вес	36 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 509.306. Предназначена для размещения диагностического оборудования, приборов, инструментов и другого медицинского инвентаря в медицинских учреждениях. Каркас с одним несущим профилем. Имеет три регулируемые по высоте полки. В стандартный комплект поставки входит контейнер для отходов. Допустимая нагрузка на одну полку 5 кг, на основание 20 кг, на стойку 35 кг.