

Стойка для аппаратуры Медин СА-9

РЗН 2015/3533

для диагностического оборудования, материал металл / пластик, на колесах, с полкой, с розетками, размер 1000×700×1470 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для диагностического оборудования
Материал	металл / пластик
Характеристика материала	конструкционная сталь / алюминиевый профиль окрашенный полимерной краской / текстурированный ABS пластик
На колесах	Да
Полка	Да
Розетка	Да
Размер	1000×700×1470 мм
Вес	82 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 509.308. Предназначена для размещения диагностического оборудования, приборов, инструментов и другого медицинского инвентаря в медицинских учреждениях. Модель с тремя регулируемыми по высоте полками. В стандартный комплект поставки входят: сетевой фильтр с 6 евrorозетками, центральным выключателем и шнуром 5 м, а также кабель защитного заземления. Дополнительные опции для стойки СА-9: выдвижной ящик с замком (внутренние размеры (Ш×Г×В): 780×440×91 мм), держатель эндоскопа (диапазон регулировки 0-800 мм), держатель монитора (диапазон регулировки 0-300 мм), стойка инфузионная (диапазон регулировки: 0-800 мм, имеет 4 крючка для инфузионных растворов). Допустимая нагрузка на одну полку 16 кг, на верхнюю (узкую) полку 10 кг, на основание 25 кг, на стойку 90 кг.