

Стойка для инфузионных растворов Тахат СУИР

РЗН 2017/6674

подвесных крюков 2 шт., держателей флаконов 2 шт.,
высота 1300 мм, основание пятилучевое, блок
розеток, вес 4.5 кг

ТахатАкси ОДО, Беларусь



Характеристики

Фиксация штатива	винтовой зажим
Материал	нержавеющая сталь
Подвесные крюки	2 шт.
Держатели флаконов	2 шт.
Высота штатива	1300 мм
Количество труб штатива	1 шт.
Основание	пятилучевое
Диаметр основания	550 мм
Колёса	Да
Блок розеток	Да
Полка для дополнительных принадлежностей	Да
Световая индикация включения питания	Да
Вес	4.5 кг