

Стойка СПА-АКСИ, тип 7 (8215)

ФСР 2010/07738

для аппаратуры, материал металл, с выдвижным ящиком, на колесах, с полкой, размер 930×630×650 мм

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Назначение               | для аппаратуры                          |
| Материал                 | металл                                  |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь / полимерное покрытие |
| Конструкция каркаса      | сварная                                 |
| Выдвижной ящик           | Да                                      |
| На колесах               | Да                                      |
| Полка                    | Да                                      |
| Размер                   | 930×630×650 мм                          |
| Вес                      | 20 кг                                   |

Дополнительные характеристики

Стойка СПА-АКСИ, тип 7 аппаратная (столик аппаратный). Грузоподъёмность каждой полки 25 кг.