

Стойка СПЛ-02-АКСИ, тип 2 (8200-12)

ФСР 2010/07738

для лапароскопического оборудования, материал металл, на колесах, с полкой, с розетками, размер 1700×1130×730 мм

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Назначение	для лапароскопического оборудования
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция каркаса	сборная
На колесах	Да
Полка	Да
Розетка	Да
Размер	1700×1130×730 мм
Вес	55 кг

Дополнительные характеристики

Стойка СПЛ-02-АКСИ, тип 2 (8200-12), лапароскопическая с кронштейном для крепления монитора (с трансформаторным блоком на 12 евророзеток). Поворотное устройство для крепления ЖК-монитора, суммарная мощность подключаемых приборов 200 ВА, грузоподъёмность каждой полки 25 кг, длина шнура питания 5 м.