

Стойка СПЛ-03-АКСИ, тип 3 (8300)

ФСР 2010/07738

для лапароскопического оборудования, материал металл, с выдвижным ящиком, на колесах, с полкой, размер 1310×1130×730 мм

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Назначение               | для лапароскопического оборудования     |
| Материал                 | металл                                  |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь / полимерное покрытие |
| Конструкция каркаса      | сварная                                 |
| Выдвижной ящик           | Да                                      |
| На колесах               | Да                                      |
| Полка                    | Да                                      |
| Размер                   | 1310×1130×730 мм                        |
| Вес                      | 55 кг                                   |

Дополнительные характеристики

Стойка СПЛ-03-АКСИ, тип 3 (8300), лапароскопическая (эконом). Держатель для ёмкостей аквапуратора, суммарная мощность подключаемых приборов 200 ВА, грузоподъёмность каждой полки 25 кг, длина шнура питания 5 м.