

Стул медицинскийа Артинокс AR-Z30

ФСЗ 2010/06386

стул, универсальный, основание 4-точечное, без опоры для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	универсальный
Тип	на опорах
Основание	4-точечное
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	500-500 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Стул AR-Z30 Артинокс.

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Высота сидения - 500 мм, ширина сидения - 460 мм, высота стула - 820 мм. Основа - металл.