

Стул для рентгенкабинета Артинокс AR-Z64L

ФСЗ 2010/06386

стул, для рентгенкабинета, основание 5-лучевое, пневмопривод, без опоры для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания пластмасса

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для рентгенкабинета
Тип	на опорах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	пластмасса
Высота сидения	430-560 мм
Диаметр сидения	410 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Стул для рентгенкабинета AR-Z64L Артинокс.
Высота спинки 136-149 см, высота сиденья 43-56 см.
Размер сиденья Ø41см, вес - 8.5 кг, немобильный.
Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
Основа - пластик.