

Стул медицинский Артинокс AR-Z64BF

ФСЗ 2010/06386

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод,
с опорой для ног, со спинкой, без подлокотников,
материал основания пластмасса

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	пластмасса
Высота сидения	450-570 мм
Диаметр сидения	410 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Стул AR-Z64BF Артинокс.

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
Регулировка высоты сидения в диапазоне 450–570 мм (пневмоэлемент).
Диаметр сидения - 410 мм, высота стула - 750-880 мм, опора для ног, колеса Ø50 мм. Основа - пластик.