

Стул для рентгенкабинета Артинокс AR-Z76X

ФСЗ 2010/06386

стул, для рентгенкабинета, основание 5-лучевое, пневмопривод, без опоры для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для рентгенкабинета
Тип	на опорах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	430-560 мм
Диаметр сидения	410 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Стул для рентгенкабинета AR-Z76X Артинокс.

Высота спинки 136-149 см, высота сиденья 43-56см, размер сиденья ø41см, вес 8.5 кг.

Основа - металл, пневматическая регулировка высоты, немобильный.

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.