

Стул для рентгенкабинета Артинокс AR-Z76XF

ФСЗ 2010/06386

стул, для рентгенкабинета, основание 4-точечное, пневмопривод, с опорой для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл, вес 12 кг

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для рентгенкабинета
Тип	на опорах
Основание	4-точечное
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	820-1050 мм
Диаметр сидения	500 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии
Вес	12 кг

Дополнительные характеристики

Стул для рентгенкабинета AR-Z76XF Артинокс.

Спинка с регулировкой по высоте 136-149 см, высота сиденья 82-105 см, ширина сиденья 50 см, подголовник с регулировкой (ш×в, 20×25 см) вес - 12 кг.

Основа - металл, немобильный.

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.