

Табурет медицинский Медин СМП винтовой

ФСЗ 2012/12387

табуретка, для врача, основание 5-лучевое, винтовой механизм, без опоры для ног, без спинки, без подлокотников, материал основания металл

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	табуретка
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	винтовой механизм
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	без спинки
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	440±40-640±40 мм
Диаметр сидения	320 мм
Диаметр основания	540±20 мм
Нагрузка	120 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 501.003, 501.004.
Круглое сидение изготовлено из интегрального пенополиуретана по бесшовной технологии. Стул СМП может быть без чехла (501.003) или с чехлом из искусственной кожи (501.004), цвет которого выбирается по цветовой карте предприятия. Стул может быть оснащен кольцом для ног (опция).