

Табурет медицинский Медин СМПП-01 гидравлический

РЗН 2016/4971

табуретка, для врача, основание 5-лучевое, гидравлический привод, без опоры для ног, без спинки, без подлокотников, вес 12 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	табуретка
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	гидравлический привод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	без спинки
Подлокотники	без подлокотников
Высота сидения	540±60-675±60 мм
Диаметр сидения	360 мм
Диаметр основания	500 мм
Материал сидения	интегральный пенополиуретан по бесшовной технологии
Нагрузка	140 кг
Вес	12 кг

Дополнительные характеристики

СМПП-01 – стул медицинский без спинки с гидравлическим приводом регулировки высоты сидения.

Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Стул имеет устойчивое основание, снабженное 5 поворотными колесами Ø50мм, два из которых с тормозом. Круглое сидение изготовлено из интегрального пенополиуретана по бесшовной технологии. Стул СМПП-01 может быть без чехла (501.007) или с чехлом из искусственной кожи (501.008), цвет которого выбирается по цветовой карте предприятия.

Цвет чехла стула согласовывается отдельно.

Гарантия 24 месяца