

Стул медицинский Медин СМПП-02 с пневмоприводом

РЗН 2016/4971

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, без опоры для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл, вес 13 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	540±60-730±60 мм
Диаметр сидения	370 мм
Диаметр основания	500 мм
Материал сидения	интегральный пенополиуретан по бесшовной технологии
Нагрузка	120 кг
Вес	13 кг

Дополнительные характеристики

СМПП-02 – стул медицинский со спинкой с регулировкой высоты сидения с помощью пневмопружины.

Спинка регулируется по высоте механически. Рычаг регулировки высоты сидения расположен непосредственно под самим сидением. Стул имеет устойчивое алюминиевое основание, снабженное 5 поворотными колесами Ø50мм, два из которых с тормозом. Круглое сидение изготовлено из пенополиуретана по бесшовной технологии. Стул СМПП-02 (501.009) комплектуется чехлом из искусственной кожи, цвет которого выбирается

по цветовой карте предприятия.

Стул может быть оснащен кольцом для ног (опция)

Цвет чехла стула согласовывается отдельно!

Гарантия 24 месяца